


## Anti-Hsf1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q00613

Artikelnummer: CM0019642



### Einführung

HSF1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA in Mensch und Maus. Stress-induzierbarer Transkriptionsfaktor, zentral für die Hitzeschockantwort. Geeignet für Krebs-, Stressbiologie- und HIV-Latenzforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | HSF1 Kaninchen pAb                                                                                                          |
| Bemerkungen/Alias | HSF1                                                                                                                        |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                      |
| GeneID (human)    | 3297                                                                                                                        |
| GeneID            | 3297                                                                                                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 367-529 von humanem HSF1 (NP_005517.1) enthält. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                   |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                      |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                            |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                                                |
| SWISS             | Q00613                                                                                                                      |
| Protein-Gewicht   | 52kDa/57kDa                                                                                                                 |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                   |