


Anti-Hsf1 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q00613

Artikelnummer: CM0015415



Einführung

Dieser kaninchen polyklonale Antikörper zielt auf HSF1 (HSTF1) ab, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Nützlich für Forschung zu Stressantwort und transkriptioneller Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HSF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HSTF1; HSF1
Spezies	Mensch
Gen-ID	3297
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 350-529 des menschlichen HSF1 (NP_005517.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q00613
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel