


Anti-Hsf2 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - Q03933

Artikelnummer: CM0021852



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes HSF2 (Heat shock factor protein 2). Validiert für WB und ELISA, reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für Stressantwort- und Transkriptionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HSF2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HSF 2; HSTF 2; HSF2
Spezies	Human
GeneID (Human)	3298
GeneID	3298
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 39-215 von humanem HSF2 (Q03933) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q03933
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel