


## Anti-Hsl Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q05469

Artikelnummer: CM0020663



### Einführung

HSL Kaninchen polyklonaler Antikörper für WB- und ELISA-Anwendungen, reagiert mit humaner, muriner und Ratten-HSL. Hormonsensitive Lipase (HSL) spielt eine Schlüsselrolle im Lipidstoffwechsel durch Hydrolyse von Triglyceriden und Cholesterylestern. Ideal für Stoffwechselstudien.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | HSL Rabbit pAb                                                                                                            |
| Bemerkungen/Aliase | HSL; LHS; REH; AOMS4; FPLD6                                                                                               |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                    |
| Gen-ID (Mensch)    | 3991                                                                                                                      |
| Immunogen          | Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 900-1000 von menschlichem LIPE entspricht (NP_005348.2) |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie          | Polyklonale Antikörper                                                                                                    |
| Anwendung          | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                       |
| SWISS              | Q05469                                                                                                                    |
| Proteinmasse       | 117 kDa                                                                                                                   |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                 |