


Anti-Hsl/Lipe Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q05469

Artikelnummer: CM0007105



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes HSL/LIPE. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Erforschung von Lipidstoffwechsel, hormonsensitiver Lipase und Steroidogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HSL/LIPE Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HSL; LHS; REH; AOMS4; FPLD6; HSL/LIPE
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3991
Gen-ID	3991
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 901-1000 von humanem HSL/LIPE (NP_005348.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q05469
Proteingewicht	117kDa
Versand	Eisbeutel