


Anti-Hsp20/Hspb6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14558

Artikelnummer: CM0029088



Einführung

CamelBio liefert einen Kaninchen-polyklonalen Antikörper gegen humanes HSP20/HSPB6 (Hsp20, HEL55), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Untersuchung der Funktion molekularer Chaperone, der kardialen Kontraktilität und von Stressantwort-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HSP20/HSPB6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HEL55; Hsp20; PPP1R91; HSP20/HSPB6
Spezies	Human
GeneID (Human)	126393
GeneID	126393
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-160 von humanem HSP20/HSPB6 (NP_653218.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O14558
Protein-Gewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel