


Anti-Hsp27/Hspb1 Monoklonaler Antikörper Für Wb - P04792

Artikelnummer: CM0003964



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen HSP27/HSPB1 (P04792). Validiert für WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung von Stressantwort, Chaperon-Funktion und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HSP27/HSPB1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; HSP27/HSPB1
Spezies (Reaktivität)	Human
GeneID (Human)	3315
GeneID	3315
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft (Host)	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P04792
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eistasche