


Anti-Hsp27/Hspb1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper [Kd-Validiert] Für Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P04792

Artikelnummer: CM0009649



Einführung

KD-validierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes HSP27/HSPB1, geeignet für WB, IP, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Zuverlässiges Werkzeug für die Untersuchung von molekularer Chaperonfunktion, Stressantwort und Zytoskelettdynamik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD-validiert] HSP27/HSPB1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3315
GenID	3315
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-205 des humanen HSP27/HSPB1 (NP_001531.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04792
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Eisbeutel