

Anti-Hsp40 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Fc, Elisa - P25685

Artikelnummer: CM0004240



Einführung

Hochleistungs-Kaninchen-Monoklonalantikörper, der gegen menschliches HSP40/DNAJB1 für WB, intrazellulären FC und ELISA gerichtet ist. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zu Chaperonen, Hitzeschock und HSC70-Interaktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HSP40 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	DNAJB1; HSPF1; Hdj1; Hsp40; RSPH16B; Sis1; dnaj homolog subfamily B member 1; HSP40
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3337
Gen-ID	3337
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 241-340 von menschlichem DNAJB1/HSP40 (NP_006136.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, FC (intra), ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P25685
Proteingewicht	27kDa/38kDa
Versand	Eisbeutel