

Anti-Hsp47/Serpinh1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P50454

Artikelnummer: CM0014979

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes HSP47 (SERPINH1, P50454) für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Erkennt endogenes HSP47 in humanen und murinen Proben; ideal für Kollagen-Chaperon-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HSP47/SERPINH1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CBP1; CBP2; OI10; gp46; AsTP3; HSP47; PIG14; PPR0M; RA-A47; SERPINH2; HSP47/SERPINH1
Spezies	Human
GeneID (Human)	871
GeneID	871
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 139-418 von humanem HSP47/SERPINH1 (NP_001226.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P50454
Protein-Gewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel