


Anti-Hsp60/Hspd1 Monoklonaler Antikörper (Kaninchen-Mak) Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P10809

Artikelnummer: CM0003113



Einführung

Hochwertiger Anti-HSP60/HSPD1-Kaninchen-monoklonaler Antikörper für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Validiert in Mensch, Maus, Ratte und Weizen; zielt auf mitochondriales Chaperonin HSP60 (61 kDa) für die Proteinfaltungsforschung ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HSP60/HSPD1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	HLD4; CPN60; GROEL; HSP60; HSP65; SPG13; HSP-60; HuCHA60; HSP60/HSPD1
Spezies	Mensch
GeneID (human)	3329
GeneID	3329
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Weizen
SWISS	P10809
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel