


Kaninchen Polyklonales Anti-Hsp60/Hspd1 Antikörper Für Western Blot - P10809

Artikelnummer: CM0015405



Einführung

Hochwertiger kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes HSP60/HSPD1. Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung mitochondrialer Chaperone.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HSP60/HSPD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HLD4; CPN60; GROEL; HSP60; HSP65; SPG13; HSP-60; HuCHA60; HSP60/HSPD1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3329
GenID	3329
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 27-240 von humanem HSP60/HSPD1 (NP_002147.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10809
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Eisbeutel