

Anti-Hsp70 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P0Dmv8 / P0Dmv9

Artikelnummer: CM0006886



Einführung

Rekombinanter kaninischer monoklonaler Antikörper gegen humanes HSP70 (HSPA1A/HSPA1B). Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte, Weizen und Mais. Immunogen: Aminosäuren 500-600 von HSP70.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Wert
Produktname	HSP70 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	HSP70; HSP72; HSPA1; HSP70I; HSP70-1; HSP70-2; HSP70.1; HSP70.2; HSP70-1A; HEL-S-103
Art	Mensch
GenID	3303/3304
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 500-600 von humanem HSP70 enthält (NP_005336.3).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Weizen, Mais
SWISS	P0DMV8/P0DMV9
Proteingewicht	70 kDa
Versand	Eisbeutel