

## Anti-Hsp70 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P0Dmv8 / P0Dmv9

Artikelnummer: CM0002761



### Einführung

Rekombinanter kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes HSP70 (HSPA1A/HSPA1B). Validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Chaperonfunktionen, Stressantwort und Proteinqualitätskontrollwegen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | HSP70 Kaninchen mAk                                                                                                                             |
| Bemerkungen/Aliase | HEL-S-103; HSP70-1; HSP70-1A; HSP70.1; HSP70I; HSP72; HSPA1; HSP70                                                                              |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                                          |
| GenID (Mensch)     | 3303/3304                                                                                                                                       |
| GenID              | 3303/3304                                                                                                                                       |
| Immunogen          | Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500-600 von humanem HSP70 (NP_005336.3) entspricht. |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                                       |
| Kategorie          | Monoklonale Antikörper                                                                                                                          |
| Anwendung          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                             |
| SWISS              | P0DMV8/P0DMV9                                                                                                                                   |
| Proteinmasse       | 70 kDa                                                                                                                                          |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                                       |