

Anti-Hsp70/Hspa1A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P0Dmv8/P0Dmv9

Artikelnummer: CM0014129



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes HSP70 (HSPA1A), validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Zielt auf den Schlüssel-Molekularchaperon ab, der an der Stressantwort und Proteinfaltung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HSP70 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HSPA1A; HEL-S-103; HSP70-1; HSP70-1A; HSP70.1; HSP70I; HSP72; HSPA1; HSP70
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3303/3304
Immunogen	Synthetisches Peptid: ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500-600 von humanem HSP70/HSPA1 (NP_005336.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P0DMV8/P0DMV9
Proteingewicht	70 kDa
Versand	Eisbeutel