

Polyklonaler Anti-Hsp90A-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P07900

Artikelnummer: CM0013987



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Hsp90α-Antikörper, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA in humanen, murinen und Rattenproben. Zielprotein ist das Hitzeschockprotein HSP 90- α , ein molekulares Chaperon, das an der Kontrolle des Zellzyklus und der Signaltransduktion beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Hsp90 α -Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	EL52; HSPN; LAP2; HSP86; HSPC1; HSPCA; Hsp89; Hsp90; LAP-2; HSP89A; HSP90A; HSP90N; Hsp103; HSPCAL1; HSPCAL4; HEL-S-65p; Hsp90 α
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3320
GeneID	3320
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07900
Proteingewicht	85 kDa
Versand	Kühlakku