


Anti-Hsp90A/B Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P07900 / P08238

Artikelnummer: CM0010290



Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Hsp90 α / β , validiert für WB und ELISA. Geeignet für Chaperon-Forschung, Signaltransduktion und Studien zum mitochondrialen Import. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte und Affe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Hsp90 α / β Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	EL52; HEL-S-65p; HSP86; HSP89A; HSP90A; HSP90N; HSPC1; HSPCA; HSPCAL1; HSPCAL4; HSPN; Hsp103; Hsp89; Hsp90; LAP-2; LAP2; Hsp90 α / β
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3320/3326
Gen-ID	3320/3326
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 533-732 des humanen Hsp90 α (P07900) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Affe
SWISS	P07900/P08238
Proteingewicht	90kDa
Versand	Eisbeutel