


Anti-Hsp90B Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08238

Artikelnummer: CM0006425



Einführung

Hsp90 β Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, Immunhistochemie, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte und Reis. Ideal für Hitzeschockprotein- und Chaperon-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Hsp90 β Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HSP84; HSPC2; HSPCB; D6S182; HSP90B; Hsp90 β
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3326
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-300 von menschlichem Hsp90 β entspricht. (NP_031381.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Reis
SWISS	P08238
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel