


Kaninchen-Polyklonaler Anti-Hsp90B-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P08238

Artikelnummer: CM0018086



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Anti-Hsp90 β -Antikörper (KO-validiert) für Western-Blotting, IHC-P und ELISA; reaktiv mit humanen, murinen und Rattenproteinen. Ein unverzichtbares Werkzeug zur Untersuchung der Funktion molekularer Chaperone bei der Signaltransduktion, der Stressantwort und der Kontrolle des Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] Hsp90 β -Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HSP84; HSPC2; HSPCB; D6S182; HSP90B; 0 β
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3326
GeneID	3326
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-300 des humanen Hsp90 β (NP_031381.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08238
Proteingewicht	83 kDa
Versand	Kühlakku