

Anti-Hspa12A Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O43301

Artikelnummer: CM0003652

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes HSPA12A, geeignet für Western Blot und ELISA. Erkennt endogenes HSPA12A in menschlichen, murinen und rattigen Proben. Ideal für die Untersuchung des SORL1-vermittelten Traffickings und der Hitzeschockreaktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HSPA12A Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	HSPA12A ; HSPA12A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	259217
GenID	259217
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem HSPA12A (O43301) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43301
Proteingewicht	75 kDa
Versand	Eisbeutel