

Anti-Hspa14 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q0Vdf9

Artikelnummer: CM0029354

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes HSPA14, validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Für Studien zum ribosomenassoziierten Komplex und zur Proteinfaltung. Bestellen Sie bei CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HSPA14 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HSP70-4; HSP70L1; MSANTD7; HSPA14
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51182
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 240-509 von humanem HSPA14 (NP_057383.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q0VDF9
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel