

Anti-Hspa1L Polyklonaler Antikörper Für Wb - P34931

Artikelnummer: CM0018908



Einführung

Anti-HSPA1L Kaninchen polyklonaler Antikörper für WB und ELISA, der menschliches und murines HSPA1L erkennt. Ideal für die Untersuchung von molekularen Chaperonfunktionen, Proteinqualitätskontrolle und Spermatogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HSPA1L Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	HSP70T; hum70t; HSP70-1L; HSP70-HOM; HSPA1L
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3305
GenID	3305
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 342-641 von menschlichem HSPA1L (NP_005518.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P34931
Proteingewicht	70 kDa
Versand	Eispackung