


Anti-Hspa2-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P54652

Artikelnummer: CM0012683



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes HSPA2 (HSP70-2), geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der chaperonvermittelten Prote Qualitätskontrolle und Spermatogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HSPA2-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	HSP70-2; HSP70-3; HSPA2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3306
GeneID	3306
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P54652
Proteingewicht	70 kDa
Versand	Icebag