


Anti-Hspa2 Kaninchen Polyclonal Antikörper - P54652

Artikelnummer: CM0028942



Einführung

HSPA2 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper aus Kaninchen, validiert für Western Blot (WB), IF/ICC und ELISA. Er reagiert mit menschlichem, Maus- und Ratten-HSPA2, einem Hitzeschockprotein, das an Chaperonfunktionen, Proteinqualitätskontrolle und Spermatogenese beteiligt ist. Ideal für Studien zu Stressantwort und Zellbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HSPA2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HSP70-2, HSP70-3, HSPA2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3306
GenID	3306
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 400-639 des menschlichen HSPA2 (NP_068814.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P54652
Proteingewicht	70kDa
Versand	Eisbeutel