

Anti-Hspa4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P34932

Artikelnummer: CM0002807

Einführung

Hochspezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes HSPA4 (Hitzeschock 70 kDa Protein 4). Validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für Studien zur Stressantwort und Proteinfaltung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HSPA4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RY; APG-2; HSPH2; hsp70; hsp70RY; HEL-S-5a; HS24/P52; HSPA4
Spezies	Human
GeneID (Human)	3308
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 700-800 von humanem HSPA4 (P34932) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P34932
Proteingewicht	94 kDa
Versand	Eisbeutel