

Anti-Hspa4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P34932

Artikelnummer: CM0023863

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches HSPA4 (Hitzeschockprotein 70 kDa 4, APG-2). Validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Stressbiologie und Chaperon-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HSPA4 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	RY; APG-2; HSPH2; hsp70; hsp70RY; HEL-S-5a; HS24/P52; HSPA4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3308
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 680-840 von menschlichem HSPA4 (NP_002145.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P34932
Proteingewicht	94 kDa
Versand	Eisbeutel