

Anti-Hspa6 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P17066

Artikelnummer: CM0028779



Einführung

HSPA6 Kaninchen-polyclonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung von Chaperonfunktionen der Hitzeschockprotein-70-Familie und Stressantwortwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HSPA6 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	HSP70B', HSPA6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3310
Gen-ID	3310
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 474-643 des menschlichen HSPA6 (NP_002146.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17066
Proteinmasse	71 kDa
Versand	Eispackung