

Anti-Hspb2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q16082

Artikelnummer: CM0024063



Einführung

Anti-HSPB2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Maus. Immunogen: rekombinantes Protein (aa 1-182). Geeignet für Stressantwort- und DMPK-Regulationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HSPB2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MKBP, HSP27, Hs.78846, LOH11CR1K, HSPB2
Spezies	Human
GeneID (Human)	3316
GeneID	3316
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-182 von humanem HSPB2 (NP_001532.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q16082
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel