

Anti-Hspb8/Hsp22 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Ujy1

Artikelnummer: CM0011577



Einführung

Rekombinanter anti-HSPB8/HSP22 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Targeting menschliches HSPB8; Kreuzreaktivität mit Maus, Ratte und Affe. Geeignet für Forschung zur Proteinqualitätskontrolle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HSPB8/HSP22 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	H11; HMN2; CMT2L; DHMN2; E2IG1; HMN2A; HSP22
Art	Mensch
GenID (Mensch)	26353
GenID	26353
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-196 von menschlichem HSPB8/HSP22 (NP_055180.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Affe
SWISS	Q9UJY1
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel