

Anti-Hspb8/Hsp22 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Ujy1

Artikelnummer: CM0020591



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes HSPB8/HSP22 (H11, HMN2, CMT2L), validiert in WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung der Proteinkontrollqualität, Muskelbiologie und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HSPB8/HSP22 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H11; HMN2; CMT2L; DHMN2; E2IG1; HMN2A; HSP22; HSPB8/HSP22
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	26353
GenID	26353
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-196 von humanem HSPB8/HSP22 (NP_055180.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UJY1
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel