


Anti-Hspe1/Hsp10/Cpn10 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P61604

Artikelnummer: CM0011601



Einführung

Rekombinanter Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes HSPE1 (HSP10/CPN10) für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung mitochondrialer Chaperone und der Stressantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HSPE1/HSP10/CPN10 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	EPF; CPN10; GROES; HSP10; HSPE1/HSP10/CPN10
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	3336
Gen-ID	3336
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 50-150 von humanem HSPE1/HSP10/CPN10 (P61604) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P61604
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Eisbeutel