

Anti-Htr1B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P28222

Artikelnummer: CM0019137



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes HTR1B (5-HT1B-Serotonin-Rezeptor), validiert für Western Blot und ELISA-Anwendungen mit Kreuzreaktivität bei Maus und Ratte. Ideal für Neurowissenschaften und Rezeptor-Signalweg-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HTR1B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	S12, 5-HT1B, HTR1D2, HTR1DB, 5-HT-1B, 5-HT1DB, 5-HT-1D-beta, HTR1B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3351
Gen-ID	3351
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-390 von humanem HTR1B (P28222) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P28222
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel