


Anti-Htr1D-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P28221

Artikelnummer: CM0020528



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes HTR1D (Serotoninrezeptor 1D/5-HT1D). Für WB- und ELISA-Anwendungen validiert, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Neurowissenschaft und GPCR-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HTR1D-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HTRL; RDC4; HT1DA; 5-HT1D; HTR1DA; HTR1D
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3352
GeneID	3352
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 des humanen HTR1D (NP_000855.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P28221
Proteinmasse	42 kDa
Versand	Kühlakku