


Anti-Htr2A Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P28223

Artikelnummer: CM0023692



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes HTR2A (5-HT_{2A}-Serotoninrezeptor). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA in humanen und murinen Proben. Ideal für die Neurowissenschafts- und Signalforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HTR2A polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	HTR2; 5-HT _{2A} ; HTR2A
Spezies	Human
GeneID (Human)	3356
GeneID	3356
Immunogen	Synthetisches Peptid – Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen HTR2A (NP_000612.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P28223
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Eisbeutel