

Anti-Htr2C (5-Ht2C) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P28335

Artikelnummer: CM0016486



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes HTR2C (5-HT2C-Serotoninrezeptor), validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte; das Immunogen befindet sich innerhalb der Aminosäuren 120-220. Ideal für die neuropharmakologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HTR2C-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HTR1C; 5-HT1C; 5-HT2C; 5HTR2C; 5-HTR2C; HTR2C
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3358
GeneID	3358
Immunogen	Synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 120-220 des humanen HTR2C (NP_000859.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P28335
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Kühlakku