


Anti-Htr3A Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc-P, Elisa - P46098

Artikelnummer: CM0007026



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Anti-HTR3A-Antikörper, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und ELISA. Detektiert den Serotonin-Rezeptor 3A in humanen, Maus- und Rattenproben; ideal für die Neurowissenschaft und Ionenkanal-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HTR3A Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	HTR3; 5HT3R; 5-HT-3; 5-HT3A; 5-HT3R; HTR3A
Spezies	Human
GeneID (Human)	3359
GeneID	3359
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P46098
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Eisbeutel