


## Anti-Htr3A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P46098

Artikelnummer: CM0030139



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches HTR3A (5-HT3-Rezeptor) gerichtet ist und für Western Blot, IHC-P und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung von Serotonin-gesteuerten Ionenkanälen in der neuronalen Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                       |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Produktname       | HTR3A Kaninchen pAb                        |
| Bemerkungen/Alias | HTR3; 5HT3R; 5-HT-3; 5-HT3A; 5-HT3R; HTR3A |
| Spezies           | Mensch                                     |
| Gen-ID (Mensch)   | 3359                                       |
| Gen-ID            | 3359                                       |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein                      |
| Quelle            | Kaninchen                                  |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                     |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                           |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                        |
| SWISS             | P46098                                     |
| Proteingewicht    | 55 kDa                                     |
| Versand           | Eisbeutel                                  |