

Anti-Htr4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13639

Artikelnummer: CM0025207



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen den menschlichen Serotoninrezeptor 4 (HTR4). Validiert für Western Blotting und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Neurowissenschaften, Herz-Kreislauf und GPCR-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HTR4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	5-HT4; 5-HT4R; HTR4
Art	Mensch
GenID (Mensch)	3360
GenID	3360
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 350-384 von menschlichem HTR4 (NP_000861.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13639
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Eisbeutel