


Anti-Htra2-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O43464

Artikelnummer: CM0011282



Einführung

Hochwertiger anti-HTRA2-Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-HTRA2 (~49 kDa). Ideal für die Erforschung von Apoptose, Neurodegeneration und Parkinson-Krankheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HTRA2-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	OMI; MGCA8; PARK13; PRSS25; HTRA2
Art	Mensch
Gen-ID	27429
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 des humanen HTRA2 (O43464) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43464
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Kühlakku