


Anti-Htra2 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - O43464

Artikelnummer: CM0014230



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen die menschliche HTRA2 (OMI/PARK13) Serinprotease, geeignet für WB, IHC-P, IP und ELISA Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für Studien zu Apoptose und Parkinson-Krankheit. Uniprot O43464.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HTRA2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	OMI; MGCA8; PARK13; PRSS25; HTRA2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	27429
GenID	27429
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 334-458 von menschlichem HTRA2 (NP_037379.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43464
Proteinmasse	49 kDa
Versand	Eisbeutel