

Anti-Mensch Agtr2 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P50052

Artikelnummer: CM0010704



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches AGTR2 (AT2-Rezeptor) für die Durchflusszytometrie. Geeignet für kardiovaskuläre und zellsignalisierende Forschung. Kreuzreagiert mit menschlichem AGTR2.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch AGTR2 mAk
Bemerkungen/Alias	AT2; ATGR2; MRX88; AGTR2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	186
GeneID	186
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-45 von menschlichem AGTR2 (NP_000677.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P50052
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Eisbeutel