


Anti-Human Albumin Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02768

Artikelnummer: CM0018334



Einführung

CamelBios anti-humaner Albumin Kaninchen polyklonaler Antikörper ist validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Unterstützt die Forschung zur Albuminfunktion, Zinktransport und Arzneimittelbindung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Albumin Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HSA; FDAHT; PRO0883; PRO0903; PRO1341; Albumin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	213
GenID	213
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-609 des menschlichen Albumins (NP_000468.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02768
Proteinmolekulargewicht	69 kDa
Versand	Eisbeutel