

Anti-Human B7-H2/Cd275 (Icosl) Monoklonaler Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - 075144

Artikelnummer: CM0004414



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes B7-H2/CD275 (ICOS-Ligand), validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die T-Zell-Kostimulation und die Erforschung von Immun-Checkpoints. Humanreaktiv.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human B7-H2/CD275 mAb
Bemerkungen/Alias	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
Spezies	Human
GeneID (Human)	23308
GeneID	23308
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	075144
Protein-Gewicht	20kDa/33kDa34kDa
Versand	Eisbeutel