

Anti-Human B7-H2/Cd275 Monoklonaler Antikörper Für Fc - O75144

Artikelnummer: CM0008633



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes B7-H2/CD275 (ICOSLG), validiert für Durchflusszytometrie. Geeignet für T-Zell-Kostimulation und Immun-Checkpoint-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human B7-H2/CD275 mAk
Bemerkungen/Alias	ICOSLG; B7-H2; B7H2; B7RP-1; B7RP1; CD275; GL50; ICOS-L; ICOSL; LICOS; ICOS-Ligand
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23308
GenID	23308
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 19-256 von humanem B7-H2/CD275 (NP_056074.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O75144
Proteingewicht	20kDa/33kDa/34kDa
Versand	Eisbeutel