


Anti-Mensch Cd100/Sema4D Monoklonaler Antikörper () Für If/Icc Und Fc - Q92854

Artikelnummer: CM0010698



Einführung

Mit konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen humanes Semaphorin-4D (CD100/SEMA4D) gerichtet ist, für Immunfluoreszenz (IF/ICC) und Durchflusszytometrie (FC) Anwendungen. Dieser Antikörper erkennt humanes SEMA4D, ein Zelloberflächenrezeptor, das neuronale Entwicklung und Immunantworten reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD100/SEMA4D mAk
Bemerkungen/Aliaße	SEMA4D; C9orf164; CD100; M-sema-G; SEMAJ; coll-4; Semaphorin-4D
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10507
GenID	10507
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-734 von humanem Semaphorin-4D/CD100 (NP_006369.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q92854
Proteinmasse	82 kDa / 96 kDa
Versand	Eisbeutel