


Anti-Mensch Cd105/Endoglin Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P17813

Artikelnummer: CM0009725



Einführung

-konjugierter Kaninchen-anti-Mensch CD105/Endoglin monoklonaler Antikörper für direkte Durchflusszytometrie. Zielt auf die extrazelluläre Domäne ab und ermöglicht die Detektion von Endothelzellen bei Untersuchungen zu Angiogenese, TGF-beta-Signalgebung und vaskulärer Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch CD105/Endoglin mAk
Bemerkungen/Alias	ENG; END; HHT1; ORW1; Endoglin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2022
GenID	2022
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-337 von menschlichem CD105/Endoglin (NP_001108225.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P17813
Proteingewicht	67kDa/70kDa
Versand	Eisbeutel