

Monoklonaler Anti-Human-Cd116-Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - P15509

Artikelnummer: CM0010286



Einführung

Kaninchen-anti-human-CD116-(GM-CSF-Rezeptor-alpha)-monoklonaler Antikörper, konjugiert mit , für die Durchflusszytometrie. Zielprotein ist CSF2RA, das an der Proliferation und Differenzierung hämatopoetischer Zellen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Human-CD116-mAb
Bemerkungen/Alias	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1438
GeneID	1438
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 23-320 des humanen CD116 (NP_006131.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P15509
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Kühlakku