

Anti-Mensch Cd116 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P15509

Artikelnummer: CM0007733



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD116 (CSF2RA/GM-CSFR α). Validiert für die Durchflusszytometrie, geeignet für die Untersuchung der Proliferation und Differenzierung hämatopoetischer Zellen. SWISS: P15509.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch CD116 mAk
Bemerkungen/Alias	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1438
GenID	1438
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 23-320 von humanem CD116 (NP_006131.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P15509
Proteingewicht	26kDa/31kDa/38kDa/43kDa/46kDa/49kDa
Versand	Eisbeutel