

Monoklonaler Anti-Human-Cd11B-Antikörper Für Fc - P11215

Artikelnummer: CM0008115



Einführung

Monoklonaler Mausantikörper gegen humanes CD11b (Integrin alpha-M, Mac-1), validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal zur Untersuchung der Funktionen von Komplementrezeptoren, der Neutrophilenadhäsion sowie der Biologie von Monozyten/Makrophagen. SWISS: P11215.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Maus-anti-humanes CD11b-mAb
Bemerkungen/Alias	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3684
GeneID	3684
Immunogen	Synthetisches Peptid (ein synthetisiertes Peptid, das von humanem CD11b abgeleitet ist)
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P11215
Proteinmolekulargewicht	127 kDa
Versand	Kühlakku