


Anti-Humaner Cd123-(IL3R α)-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P26951

Artikelnummer: CM0009158



Einführung

Mit konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD123, die Alpha-Untereinheit des IL-3-Rezeptors. Für die Durchflusszytometrie validiert und geeignet zur Untersuchung hämatopoetischer Vorläuferzellen und der IL-3-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner-CD123-mAb
Bemerkungen/Alias	IL3R; CD123; IL3RX; IL3RY; IL3RAY; hIL-3Ra; IL-3R-alpha
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3563
GeneID	3563
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P26951
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Kühlakku